

<b>REFERENCIA</b>	<input type="text" value="12201500"/>	<b>EAN</b>	<input type="text" value="842965900204"/>
<b>PRODUCTO</b>	<input estéril""="" no="" type="text" value="Bata Protectora PP. 19 gr. "/>		

## CARACTERÍSTICAS

### DESCRIPCIÓN

Bata protectora de tela sin tejer, abierta por detrás. Con cintas para ajustársela al cuello y cinturón cosido delante de la cintura. Con elásticos en los puños. Talla única.


### COMPOSICIÓN

Tela sin tejer polipropileno 100% de 19 g/m<sup>2</sup>.

### DIMENSIONES

Largo total..... 116 +/- 3%  
 Ancho total.....142 +/- 4%  
 Largo manga... 56 +/- 3%

### DISEÑO



### COLOR

## PRESENTACIÓN

<b>Unidades embalaje</b>	<input type="text" value="100"/>	<b>Presentación</b>	<input type="text" value="No estéril"/>
--------------------------	----------------------------------	---------------------	---

## NORMATIVA

Todos los productos de Cardiva Integral Solutions disponen del marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CEE relativa a productos sanitarios y RD 1591/2009.

Cardiva Integral Solutions tiene implantado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001, EN-ISO 13485 e ISO 14001.

Alta

Revisión

Cardiva Integral Solutions, A-29025988

Parque Tecnológico de Andalucía C/ Severo Ochoa, n° 64 C.P. 29590 Campanillas (Málaga)

Tel:952334350 Fax:952359450 E-mail:info@cardivaintegralsolutions.com. <http://www.cardivaintegralsolutions.com>