


## FICHA TÉCNICA

<b>GUANTES LÁTEX SIN POLVO AROMA MENTA BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	44250: Tamaño L 44251: Tamaño M 44252: Tamaño S 44253: Tamaño XS	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd</b> Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento 2017/745/UE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Guantes de látex sin polvo con aroma a menta, no estériles, de un solo uso. Ambidiestros.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% goma natural.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm	
<b>ENVASE</b>	Caja con 100 unidades	
<b>VIDA ÚTIL</b>	5 años	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Los guantes están fabricados con látex, que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Si esto ocurre, discontinuar su uso inmediatamente y consultar con el médico.	