


## FICHA TÉCNICA

<b>PRODUCTO</b>	KDM CROWN	
<b>REFERENCIA</b>	4464	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	MP Medical Product GmbH Grasweg 18-22 27607 Geestland Germany	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Composite para coronas y puentes temporales.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Material autopolimerizable en frío, presentado en cartucho dispensador.	
<b>EMBALAJE</b>	CAJA 1 cartucho x 75 grs. + 10 puntas mezcla.	
<b>CADUCIDAD</b>	Ver caja.	
<b>FINALIDAD</b>	Sistema pasta-pasta, uorescente de autocurado, para la fabricación de coronas, puentes, inlays y onlays provisionales.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Contiene metacrilatos, aminas, terpenos, benzoilperóxido y BHT. No debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Conservar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C. No utilizar después de la fecha de caducidad. Conservar los cartuchos en un lugar protegido contra la luz, es decir, en embalajes o cajones cerrados.	
<b>MSDS</b>	Aplica.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Pasta base y activador.	

- Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.