



Aspiración Extraoral B1000

La aspiración extraoral es un método empleado para eliminar toda la niebla y salpicaduras de agua alrededor de la boca del paciente mientras se trabaja. De esta manera, se consigue una mayor comodidad para el paciente así como una mayor protección para el odontólogo.

La **unidad de aspiración extraoral B1000** está especialmente diseñada para realizar esta tarea de manera fácil y efectiva, gracias a su bomba de vacío de gran flujo, depresión y durabilidad.

Cuenta con un excelente rendimiento para la disipación del calor, ya que puede funcionar continuamente durante más de 4 horas.

Gracias a su potenciómetro ya incorporado podemos regular fácilmente la depresión según necesidad, además su pequeña cápsula bucal y su brazo articulado facilitan la ergonomía y el trabajo del odontólogo.

Características

- Voltaje: AC 220V 50Hz
- Potencia : 1200 VA
- Ruido: ≤65dB
- Caudal del aspirador: ≥3m³/Min
- Máxima depresión: -20kpa
- Cantidad de lones negativos: ≥100 milion/m³
- Cantidad de lones positivos: ≥80 milion/m³
- Grado HEPA: H13 ≥99.97 0.3 micras
- Dimensiones de 320 x 320 x 840 mm
- Peso del equipo: 36 kg
- Brazo compuesto por 5 codos ajustables
- Campana de aspiración abierta

• **50 años de Experiencia** • **Servicio Técnico Nacional** • **Mejor relación Calidad Precio**

Gabriel Benmayor S.A.
A-60512100
Bach, 2-B. Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
benmayor@benmayor.com
T +34 935 724 161 / F +34 935 724 165
benmayor.com

Para información comercial dirijase a:

Susana Beas,	Móvil 656 791 300 s.beas@benmayor.com
Gustavo Beas,	Móvil 685 995 722 g.beas@benmayor.com
Pedro Rodríguez,	Móvil 651 109 746 p.rodriguez@benmayor.com
Carla Carboni,	Móvil 605 523 908 c.carboni@benmayor.com
Andrés Sánchez,	Móvil 605 662 144 a.sanchez@benmayor.com

B Benmayor®
Technoflux