

MESA DE MAYO ref. MY100



Estructura fabricada en tubo de acero cromado.  
 Bandeja superior de acero inoxidable.  
 Altura graduable.  
 Ruedas bicolor de  $\varnothing$  50 mm .de doble aro con banda de rodadura blanda.

Medidas:	Altura mínima:	740 mm.
	Altura máxima:	1.250 mm.
	Bandeja:	570 x 370 x 17 mm.

MESA AUXILIAR ref. MDB10



Estructura fabricada completamente en acero inoxidable.  
 Bandejas de acero inoxidable.  
 Ruedas bicolor de  $\varnothing$ 75 mm.de doble aro, dos de ellas con freno.

Medidas:	Ancho:	600 mm.
	Fondo:	400 mm.
	Alto:	820 mm.