

Codice Articolo – Ref.:
Code

2814-U0 ; 2814-U1 ; 2814-U2 ; 2814-U3 ; 2814-U4

Portaimpronte forate in alluminio colorate

Descrizione

Product Description

Cod:		A (mm)	B (mm)
2814-U0	XS	65	51
2814-U1	S	67	53
2814-U2	M	71	55
2814-U3	L	74	60
2814-U4	XL	81	63

Perforated colour-coded impression trays

**Materiale di
produzione**

Manufacture

Strumento realizzato in alluminio colorato

Instrument made of aluminium

Note tecniche

Technical notes

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

**Sterilization
& Duration**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 1000 cicli
(Temperatura Max consigliata 160 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 1000 cycles
(Recommended Max temperature 160°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***

Codice Articolo – Ref.:
Code

2814-L0 ; 2814-L1 ; 2814-L2 ; 2814-L3 ; 2814-L4

Portaimpronte forate in alluminio colorate

Descrizione

Product Description

Cod:		A (mm)	B (mm)
2814-L0	XS	69	50
2814-L1	S	72	57
2814-L2	M	76	57
2814-L3	L	78	59
2814-L4	XL	80	63

Perforated colour-coded impression trays

**Materiale di
produzione**

Manufacture

Strumento realizzato in alluminio colorato

Instrument made of aluminium

Note tecniche

Technical notes

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

**Sterilization
& Duration**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 1000 cicli
(Temperatura Max consigliata 160 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 1000 cycles
(Recommended Max temperature 160°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***