

FICHA TÉCNICA

RASCADOR DE HUESO CURVO		
REFERENCIAS	47802: Rascador de Hueso Curvo	
FABRICANTE / RESPONSABLE	META TECHNOLOGIES S.R.L. Via E. Villa n°7 42124 Reggio Emilia (Italy)	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE. Estéril	
DESCRIPCIÓN	Recolector de hueso cortical mínimamente invasivo con cámara estéril para retener el hueso. Máxima eficacia de corte <ul style="list-style-type: none"> - Acelera el tiempo de recolección. - Área de corte de 160. - Recoge virutas de hueso cortical de tamaño y grosor adecuados para la integración del injerto. - Eficaz en cualquier superficie ósea (plana, cóncava, convexa). - Excelente control durante el procedimiento. - Sin contaminación debido al desgaste del dispositivo. 	
ESPECIFICACIONES	-Depósito de 2,5 c.c. Desechable. -TWIST tiene el aspecto de una viruta alargada y viruta de una longitud media de 1,3 mm y un grosor que oscila entre 150 y 250 µm.	
PRESENTACIÓN	Envase estéril, con 3 unidades desechables.	
VIDA UTIL	Su esterilidad en un envase intacto está garantizada durante 3 años.	
FINALIDAD	Permite recoger los fragmentos de hueso cortical preservando al máximo la vitalidad de las células, lo que es esencial para la integración del injerto.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.