

Invisible
debajo del
provisional

Visible cuando
se remueve
el material
excedente

Bifix® Temp

MATERIAL DE FIJACIÓN PROVISIONAL Y DE CURADO
DUAL A BASE DE COMPOSITE



Bifix® Temp

APLICACIÓN SIMPLE Y ESTÉTICA SOBRESALIENTE EN UN PRODUCTO


Con Bifix Temp ya se consigue el resultado óptico perfecto cuando se fijan las restauraciones provisionales. El color universal translúcido y parecido al diente se adapta idealmente a los provisionales altamente estéticos como también a los provisionales muy finos y consiguientemente translúcidos, no transparenta y apoya el aspecto natural del tratamiento temporal. Al mismo tiempo aún es especialmente simple en su aplicación.

Indicación


Fijación temporal de restauraciones provisionales

Ventajas


- Grosor de película 5 µm – ningún efecto desfavorable en la precisión de ajuste de los provisionales
- Curado dual – tiempos de fraguado flexibles por el uso de una lámpara de polimerización
- Remoción sencilla de material excedente – una breve exposición a la luz es suficiente para poder remover el material excedente en una pieza
- En la probada jeringa QuickMix – aplicación automática sin ningunos errores de mezcla
- Cánulas de mezcla cortas – mínima pérdida de material



Influencia del material de fijación sobre Structur 3



Los materiales de fijación opacos y temporales pueden influir fuertemente la estética de los provisionales que se van a colocar. Precisamente en el área de los dientes anteriores es un factor indeseado.



Fuente: Resultados de una encuesta de dentistas que han probado el material

Presentaciones

REF 1055 Jeringa QuickMix 5 ml universal, cánulas de mezcla tipo 9

REF 2188 Cánulas de mezcla tipo 9, 50 u.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Alemania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.es

Distribuidor: