

**Codice Articolo – Ref.:** 0103-10 ; 0103-20 ; 0103-25 ; 0103-30 ; 0103-50  
**Code**

**Descrizione** Pinze Ossivore Alveolotome

**Product Description** Bone Rongeurs

**Materiale di produzione** Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture** Instrument made of stainless steel

**Note tecniche** Dispositivo Medico Classe I.  
Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica  
2007/47/CE

**Technical notes** Medical Device Class I.  
European Directive 93/42/CEE and subsequent modification  
2007/47/CE

**Sterilizzazione & Durata** Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization & Duration** Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)

**Confezionamento** Singolo pezzo

**Packages** Single piece

**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

***Storage***

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*

**Prodotto da*****Produced by***

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)