

**Codice Articolo – Ref.:****0480-1 ; 0480-2 ; 0480-3 ; 0480-4****Code****Descrizione**Siringhe – puntale a cavatappi.  
Filettatura metrico decimale – cartuccia da 1.8 ml**Product Description***Dental syringes – cork screw tip.  
Metric thread - 1.8 ml cartridge***Materiale di produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture***Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)**Technical notes***Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione  
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 500 cicli  
(Temperatura Max consigliata 140 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization  
& Duration***Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 500 cycles  
(Recommended Max temperature 140°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

**Packages***Single piece*

**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,  
lontano da fonti di calore

**Storage**

*Keep the product in a dry and clean place,  
away from heat sources*

**Prodotto da**

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)

**Produced by**