

**Codice Articolo – Ref.:***Code***0702-C ; 0702L-10 ; 0702L-11 ; 0702L-12 ;  
0702L-12S ; 0702L-15****Descrizione**

Sonde millimetriche paradontali

**Product Description***Periodontal pocket probes***Materiale di produzione****Manufacture**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

*Instrument made of stainless steel***Note tecniche****Technical notes**Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)*Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione  
& Durata****Sterilization  
& Duration**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“*Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento****Packages**

Singolo pezzo

*Single piece*

**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,  
lontano da fonti di calore

***Storage***

*Keep the product in a dry and clean place,  
away from heat sources*

**Prodotto da**

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)

***Produced by***