

Codice Articolo – Ref.: 1807-02 ; 1807-04 ; 1807-06 ; 1807-08 ;
Code 1807-10 ; 1807-12 , 1807-14 ; 1807-16 ; 1807-18

Descrizione

Curettes Gracey

Product Description*Gracey Curettes***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche**

Dispositivo Medico Classe I.
Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica
2007/47/CE

Technical notes

*Medical Device Class I.
European Directive 93/42/CEE and subsequent modification
2007/47/CE*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 300 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 300 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages*Single piece*

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage

Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)