

Codice Articolo – Ref.:**2331-1***Code***Descrizione**

Pinze per togliere anelli di rame Furrer (retta)

Product Description*Furrer copper rings removing pliers (straight)***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I.
Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica
2007/47/CE**Technical notes***Medical Device Class I.
European Directive 93/42/CEE and subsequent modification
2007/47/CE***Sterilizzazione
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization
& Duration***Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Package*Single piece*

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage

Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)