

Codice Articolo – Ref.: 2621-1 ; 2621-2 ; 2621-3 ; 2621-4 ; 2621-5
Code

Descrizione Divaricatori Langenbeck
Product Description Langenbeck Retractors

Materiale di produzione Strumento realizzato in acciaio inossidabile
Manufacture Instrument made of stainless steel

Note tecniche Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)
Technical notes Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)

Sterilizzazione & Durata Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“
Sterilization & Duration Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)

Confezionamento Singolo pezzo
Packages Single piece

Stoccaggio***Storage***

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)