

Codice Articolo – Ref.:**Code****MC0803-1 ; MC0803-2 ; MC0803-3 ; MC0803-4****Descrizione**

Otturatori doppi per canali Plugger/Spreader (Machtou)

Product Description*Double-ended root canal Plugger/Spreader (Machtou)***Materiale di produzione**Punte realizzate in acciaio;
manico in materiale plastico con anima in metallo leggero**Manufacture***Instrument tips made of steel;
handle made of plastic material with core of light metal***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)**Technical notes***Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 200 cicli
(Temperatura Max consigliata 140 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization
& Duration***Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 200 cycles
(Recommended Max temperature 140°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece*

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

Produced by