

**Codice Articolo –
Ref.**

S0600-6

Code

Descrizione

Set di strumenti Prima Visita

**Product
Description**

First examination instruments kit

Contenuto

0601-2	Pinzetta per medicazione L.C. / <i>L.C. cotton & dressing pliers</i>
2101	Manico per specchietto anatomico / <i>Anatomic mouth mirror handle</i>
2200-4	Specchietto piano / <i>Plane mouth mirror</i>
0700-6	Sonda manico anatomico / <i>Anatomic handle explorer</i>

Contents

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento***Packages***

Set

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

**Codice Articolo –
Ref.**

S0600-9

Code

Descrizione

Set di strumenti Prima Visita

**Product
Description**

First examination instruments kit

Contenuto

0601-2	Pinzetta per medicazione L.C. / <i>L.C. cotton & dressing pliers</i>
2101	Manico per specchietto anatomico / <i>Anatomic mouth mirror handle</i>
2200-4	Specchietto piano / <i>Plane mouth mirror</i>
0700-9	Sonda manico anatomico / <i>Anatomic handle explorer</i>

Contents

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento***Packages***

Set

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

**Codice Articolo –
Ref.**

S0600-23

Code

Descrizione

Set di strumenti Prima Visita

**Product
Description**

First examination instruments kit

Contenuto

0601-2	Pinzetta per medicazione L.C. / <i>L.C. cotton & dressing pliers</i>
2101	Manico per specchietto anatomico/ <i>Anatomic mouth mirror handle</i>
2200-4	Specchietto piano / <i>Plane mouth mirror</i>
0700-23	Sonda manico anatomico / <i>Anatomic handle explorer</i>

Contents

**Materiale di
produzione**

Strumenti realizzati in acciaio inossidabile

Manufacture

Instruments made of stainless steel

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento***Packages***

Set

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)