

**Codice Articolo –  
Ref.:  
Code**

**2800-L1 ; 2800-L2 ; 2800-L3 ;  
2800-L4 ; 2800-L5 ; 2800-L6**

Portaimpronte forati  
senza bordino ritentivo (Inferiore)

**Descrizione**

***Product Description***

| Cod.           |     | A (mm) | B (mm) |
|----------------|-----|--------|--------|
| <b>2800-L1</b> | XXS | 56     | 48     |
| <b>2800-L2</b> | XS  | 59     | 50     |
| <b>2800-L3</b> | S   | 72     | 52     |
| <b>2800-L4</b> | M   | 76     | 57     |
| <b>2800-L5</b> | L   | 77     | 56     |
| <b>2800-L6</b> | XL  | 78     | 59     |

*Perforated impression trays  
without retention rim (Lower)*

**Materiale di  
produzione**

***Manufacture***

Strumento realizzato in alluminio

*Instrument made of aluminium*

**Note tecniche**

***Technical notes***

Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

*Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione  
& Durata**

***Sterilization  
& Duration***

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 1000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 160° C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

*Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 1000 cycles  
(Recommended Max temperature 160° C)*

**Confezionamento**

Singolo pezzo

*Packages**Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

*Storage**Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)*Produced by*