

**Codice Articolo –
Ref.:****S2800-12****Code**Portaimpronte forati in alluminio
(Serie: MAXI da 12 pezzi)*Perforated aluminium impression trays
(MAXI set of 12)***Descrizione****Product
Description**

COD.		A mm	B mm
2800-L1	XXS	56	48
2800-L2	XS	59	50
2800-L3	S	72	52
2800-L4	M	76	57
2800-L5	L	77	56
2800-L6	XL	78	59

Contenuto**Contents**

COD.		A mm	B mm
2800-U1	XXS	63	48
2800-U2	XS	66	51
2800-U3	S	68	54
2800-U4	M	71	58
2800-U5	L	74	62
2800-U6	XL	76	63

**Materiale di
produzione****Manufacture**

Strumenti realizzati in alluminio

*Instruments made of aluminium***Note tecniche****Technical notes**Dispositivo Medico Classe I.
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)*Medical Device Class I.*
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 1000 cicli
(Temperatura Max consigliata 160 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilizzazione
& Durata****Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 1000 cycles
(Recommended Max temperature 160°C)*

Confezionamento*Set***Packages****Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage

Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources

Prodotto da**Produced by**

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)