

Codice Articolo – Ref.: MV1856-1 ; MV1856-2 ; MV1856-3 ; MV1856-4 ;
Code MV1856-5 ; MV1856-6 ; MV1856-7 ; MV1856-8

Descrizione

Curettes per sinus lift

Product Description*Sinus lift curettes***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche**

Dispositivo Medico Classe I.
Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica
2007/47/CE

Technical notes

*Medical Device Class I.
European Directive 93/42/CEE and subsequent modification
2007/47/CE*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 300 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 300 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages*Single piece*

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage

Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources

Prodotto da

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

Produced by