

Codice Articolo – Ref.:**Code****1700-0 ; 1700-1 ; 1700-2 ; 1700-3 ; 1700-4****Descrizione**

Escavatori

Product Description*Excavators***Materiale di produzione****Manufacture**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

*Instrument made of stainless steel***Note tecniche****Technical notes**Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione
& Durata****Sterilization
& Duration**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento****Package**

Singolo pezzo

Single piece

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

Produced by