

**Codice Articolo – Ref.****S1807***Code***Descrizione**

Curettes &amp; Scalers – Serie da 7 pezzi

**Product Description***Curettes & Scalers – Set of 7***Contenuto**1807-02 , 1807-04 , 1807-06 ,  
1807-08 , 1807-10 , 1807-12 , 1807-14*Contents***Materiale di  
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture***Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I.  
Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica  
2007/47/CE**Technical notes***Medical Device Class I.  
European Directive 93/42/CEE and subsequent modification  
2007/47/CE***Sterilizzazione  
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 300 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization  
& Duration***Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 300 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)*

**Confezionamento*****Packages***

Set

**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

***Storage****Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da*****Produced by***Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)