

Codice Articolo – Ref.:*Code***0702-C ; 0702L-10 ; 0702L-11 ; 0702L-12 ;
0702L-12S ; 0702L-15****Descrizione**

Sonde millimetriche paradontali

Product Description*Periodontal pocket probes***Materiale di produzione***Manufacture*

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

*Instrument made of stainless steel***Note tecniche***Technical notes*Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione
& Durata***Sterilization
& Duration*Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento***Packages*

Singolo pezzo

Single piece

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

Produced by