

FICHA TÉCNICA

| | | |
|--|---|--|
| BLOCK DE MEZCLA PROCLINIC | |  |
| REFERENCIA | 49948: 8x7 cm 49949: 20x14 cm | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia | |
| DESCRIPCIÓN | Blocks de mezcla de color transparente | |
| COMPOSICIÓN | Realizados en PVC | |
| CARACTERÍSTICAS | Hojas sólidas que no se rasgan ni permiten que los líquidos penetren. Con fondo antideslizante para evitar que se deslice durante la mezcla. | |
| ENVASE | 8x7 cm: envases con 100 unidades 20x14 cm: envases con 50 unidades | |
| USO PREVISTO | Bloques para realizar la mezcla de materiales dentales de impresión. | |
| INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD | Producto desechable. Suministrado no estéril. No resiste a los hidrocarburos, resiste al alcohol y al aceite. Resistencia a la temperatura hasta 60 °C. | |
| CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO | Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Proteger de la humedad. | |