

LARIDENT S.R.L.
VIA LAMANEIGRA, 12 R
16030 TRIBOGNA (GE)
TEL.0185938068 FAX 0185938595

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



PRODUCTO	ESPONJAS PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS DE ENDODONCIA
CÓDIGO PRODUCTO	C90 C92
MATERIAL	POLIURETANO AMPLIADO CON CÉLULAS ABIERTAS
DATOS COMERCIALES	C90 : PAQUETE DE 50 UU SPESOR 05 CM. C92 : PAQUETE DE 25 UU SPESOR 1 CM.
PROPIEDADES TÉRMICAS	RESISTE EN AUTOCLAVE (134°C) EL CALOR PUEDE AUMENTAR EN EL PRODUCTO SIN ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.
CARACTERÍSTICAS	LAS CÉLULAS ABIERTAS PERMITEN INSERTAR EL INSTRUMENTO DE CANAL ENTRE APERTURAS INDIVIDUALES . LA GRAN FLEXIBILIDAD DE LA ESPONJA PENETRA EN LOS ESPÍRITUS DEL INSTRUMENTO QUE DESMONTA / LIMPIA LOS POSIBLES RESIDUOS ORGÁNICOS.
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS Y MECÁNICAS	SOLUBILIDAD EN AGUA: NINGUNA PUEDE IR A CONTACTAR CON HIPOCLORITO TOXICOLÓGICAMENTE INERTE DENSIDAD DE 15 A 300 KG/M3.
HOJA DE SEGURIDAD	N/A
ANÁLISIS DE RIESGOS EN REF.D.L.46 24/2/97	N/N

N/A = NO APLICA

N/N = NO NECESARIA

Genova,18/02/2010

MOD.N.20

REV.OTT.03

MODULISTICA S.G.Q.