

	FICHA TÉCNICA	
	5086	
	FRESA ACERO	12.04.2022

<b>PRODUCTO</b>	FRESAS F.G. 249F-012 DIAMANTE EXTRAFINO	
<b>REFERENCIA</b>	5086	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	Hopf, Ringleb & Co. GmbH & CIE Gardeschützenweg 82 12203 Berlin	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE de productos sanitarios.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Longitud activa 8 mm.	
<b>EMBALAJE</b>	Envase 5 unidades	
<b>FINALIDAD</b>	Fresa para hueso.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la humedad.	
<b>MSDS</b>	Aplica/No Aplica	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Las fresas de diamante están realizadas en acero inoxidable recubierto con diamante..	