
	FICHA TÉCNICA	
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/04/2022

## FICHA TÉCNICA

<b>FRESA BOLA TUNGSTENO F.G. Nº1</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	5201	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	KERR Europe Balz Zimmermann-Strasse 7 8302, Kloten, Switzerland	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Fresas dentales de uso odontológico. No estériles.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Las fresas están fabricadas en carburo de tungsteno	
<b>ENVASE</b>	Envase conteniendo 5 unidades	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología.	
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN</b>	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de la fresa viene determinada por el desgaste y los daños durante el uso, y las fresas deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	