

	FICHA TÉCNICA	
	52581	
	FRESA ACERO	

<b>PRODUCTO</b>	FRESA ACERO P.M.N.162 QUIR.LINDEMAN	 
<b>REFERENCIA</b>	52581	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	Edenta AG Hauptstrasse 7 9434 Au SG - Suiza	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE de productos sanitarios.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Longitud activa 9 mm. Dentada.	
<b>EMBALAJE</b>	Envase 3 unidades	
<b>FINALIDAD</b>	Fresa para hueso.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la humedad.	
<b>MSDS</b>	Aplica/No Aplica	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero.	