


FICHA TÉCNICA

EXA ESPECIAL KIT PULIDO COMPOSITE		
REFERENCIA	5401	
FABRICANTE	Edenta AG Hauptstrasse 7 9434 Au SG - Suiza	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE de productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Pulidores montados en C.A. para composite, compómeros, etc.	
CARACTERÍSTICAS	Surtido de: 6 gomas beige de silicona en contra-ángulo 2 puntas de piedra de Arkansas 3 fresas de diamante super-fino.	
USO PREVISTO	Uso dental. Pulidor para composites de macrorrelleno. Copas y discos para el pulido de superficies subgingivales e interproximales. Llama y puntas para el pulido de superficies oclusales y linguales.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	