


FICHA TÉCNICA

KIT PULIDO PRÓTESIS P.M. EDENTA		
REFERENCIAS	5423 _ KIT PULIDO PRÓTESIS P.M. EDENTA	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EDENTA AG Hauptstrasse 7 9434 Au SG Switzerland	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Instrumental de laboratorio de prótesis dental	
DESCRIPCIÓN	El kit consiste en 6 fresas surtidas para el ajuste y pulido de superficies para todas las prótesis a base de resina. Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 fresa de carburo de tungsteno para reducir la zona de presión. • 4 pulidores de silicona gris para el alisado. • 1 pulidor de silicona amarilla para el pulido a alto brillo. 	
PRESENTACIÓN	7 unidades (4 puntas grises + 1 punta amarilla + 1 fresa de pieza de mano)	
VIDA ÚTIL	NA	
FINALIDAD	Ajuste y pulido de prótesis. Se utiliza para eliminar puntos de presión sobre prótesis acrílicas.	
INSTRUCCIONES DE USO	NA	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.