


nylon



características técnicas

Estructura	Monofilamento
Composición	Poliamida 6 y poliamida 6/6
Color	Azul - incoloro - negro
Esterilización	Rayos Gamma
Absorción	No absorbible
Características	• Excelente resistencia a la tracción. • Excelente manejabilidad por su bajo efecto memoria. • Seguridad en el anudado. • Fácil deslizamiento a través de los tejidos.
Indicaciones	Piel, cirugía plástica, oftalmología, microcirugía.
Presentación	Cajas de 36 unidades Oftalmología-Microsutura cajas de 12 unidades.




Planta de esterilización

Laboratorio Aragón, S.A.



- LOT** n° lote
- REF** referencia de catálogo
- 2** un solo uso
- caducidad yyyy-mm (año-mes)**
- STERILE R** esterilizado por rayos gamma
- !** ver instrucciones

CE 0318 Marcado CE y n° de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.




Laboratorio Aragón, S.A.

Salvador Mundi, 11
08017 Barcelona
España
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
infogeneral@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

suavidad
y fácil deslizamiento

monofilamento de poliamida

suturas Aragón nylon



• Cirugía General

• Cirugía Digestiva

aguja 1/2 círculo		cilíndrica					
REF	AGUJA		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
C16	26 mm		75 cm	azul	2/0	3	20013
C20	30 mm		75 cm 75 cm	azul	2/0 0	3 3,5	20085 20014

• Cirugía Plástica

• Piel

• Traumatología

aguja 1/2 círculo		triangular					
REF	AGUJA		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC10	15 mm		75 cm 75 cm	azul	5/0 4/0	1 1,5	20017 20075
TC12	20 mm		75 cm 75 cm 75 cm	azul	6/0 5/0 4/0	0,7 1 1,5	20018 20019 20020
TC14	22 mm		75 cm 75 cm	azul	4/0 3/0	1,5 2	20023 20024
TC16	26 mm		75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm	azul	5/0 4/0 3/0 2/0 0	1 1,5 2 3 3,5	20071 20025 20026 20027 20028
TC16	26 mm		75 cm 75 cm	incoloro	3/0 2/0	2 3	18010 18011
TC20	30 mm		75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm	azul	3/0 2/0 0 1 2	2 3 3,5 4 5	20080 20029 20030 20031 20119
TC24	37 mm		75 cm 75 cm 75 cm	azul	0 1 2	3,5 4 5	20100 20033 20120
TC30	45 mm		75 cm 75 cm	azul	1 2	4 5	20110 20035
TC33	48 mm		75 cm	azul	1	4	20036

• Cirugía General

aguja 1/2 círculo		triangular hebra doblada					
REF	AGUJA		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC26 con lazo	40 mm		150 cm	azul	0	3,5	20103
TC30 con lazo	45 mm		150 cm 150 cm	azul	0 1	3,5 4	20104 20116

• Cirugía Plástica

• Piel

aguja 3/8 círculo		triangular					
REF	AGUJA		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TB10	12 mm		45 cm 45 cm	azul	6/0 5/0	0,7 1	20236 20237
TB10	12 mm		75 cm 75 cm	azul	6/0 5/0	0,7 1	20038 20039
TB12	16 mm		45 cm 45 cm 45 cm	azul	6/0 5/0 4/0	0,7 1 1,5	20353 20211 20354
TB12	16 mm		75 cm 75 cm 75 cm	azul	6/0 5/0 4/0	0,7 1 1,5	20069 20041 20042
TB15	19 mm		45 cm 45 cm 45 cm	azul	5/0 4/0 3/0	1 1,5 2	20304 20221 20266
TB15	19 mm		75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm	azul	5/0 4/0 3/0 2/0 0	1 1,5 2 3 3,5	20043 20044 20045 20046 20047
TB20	26 mm		75 cm 75 cm 75 cm	azul	3/0 2/0 0	2 3 3,5	20048 20049 20050
TB20	26 mm		75 cm 75 cm 75 cm	azul	3/0 2/0 0	2 3 3,5	20048 20049 20050
TB24	30 mm		75 cm 75 cm	azul	0 1	3,5 4	20054 20055
TB70	90 mm		100 cm 100 cm 50 cm	azul	1 2 1	4 5 4	20600 20300 20166 *

*2 suturas y 2 tubos de vinilo por sobre

• Cirugía Plástica

• Piel

aguja 3/8 círculo triangular		punta precisión					
REF	AGUJA		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
ATB10	13 mm		45 cm 45 cm	azul	6/0 5/0	0,7 1	20672 20370
ATB12	15 mm		45 cm 45 cm	azul	5/0 4/0	1 1,5	20371 20316
ATB15	19 mm		45 cm 45 cm 45 cm	azul	4/0 3/0 2/0	1,5 2 3	20173 20259 20599
ATB15	19 mm		75 cm 75 cm 75 cm	incoloro	4/0 3/0 2/0	1,5 2 3	18092 18090 18091
ATB19	24 mm		75 cm	azul	2/0	3	20673

• Cirugía Plástica

• Piel

aguja recta		triangular					
REF	AGUJA		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TR60	60 mm		75 cm 75 cm 75 cm	azul	3/0 2/0 0	2 3 3,5	20009 20010 20102

• Ligaduras

hebras		sin aguja/sobre			
DESCRIPCION	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO	
Hebras de 100 cm.	azul	3/0 2/0 0	2 3 3,5	20079 20001 20002	

 Presentación en cajas de 36 unidades

• Oftalmología

• Microsutura

doble aguja 3/8 círculo			espatulada				
REF	AGUJA (mm/micras)		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xCTS	6,2/150		30 cm 30 cm	negro	10/0 9/0	0,2 0,3	19904 19905
2xCTS	6,2/150		15 cm		10/0	0,2	19941

• Oftalmología

• Microsutura

doble aguja 1/4 círculo		espatulada					
REF	AGUJA (mm/micras)		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xCTS	6/350		45 cm	negro	5/0	1	19946

• Oftalmología

• Microsutura

doble aguja 1/2 círculo		espatulada					
REF	AGUJA (mm/micras)		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xCTS	5,6/150		30 cm	negro	10/0	0,2	19925

• Oftalmología

• Microsutura

aguja 3/8 círculo		espatulada					
REF	AGUJA (mm/micras)		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
CTS	4/100		13 cm	negro	9/0	0,3	19943
CTS	4/150		13 cm	negro	8/0	0,4	19944

• Cirugía Plástica

• Piel

aguja 3/8 círculo		cilíndrica					
REF	AGUJA (mm/micras)		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
CR	4/100		15 cm 15 cm	negro	10/0 9/0	0,2 0,3	19921 19920
CR	5/100		15 cm 15 cm	negro	10/0 9/0	0,2 0,3	19916 19917
CR	6,4/150		15 cm	negro	8/0	0,4	19942

• Cirugía General

aguja 1/2 círculo		triangular					
REF	AGUJA (mm/micras)		LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
CT	8/220		45 cm	negro	8/0	0,4	19940