



Polipropileno

POLIPROPILENO ARAGÓ

Hilo monofilar de distintos diámetros, que se obtiene por extrusión, partiendo de polímero de polipropileno, de color azul. Cumple con los requisitos de la Farmacopea Europea y USP Americana para Suturas No Absorbibles.

Calibres disponibles: Métrico 0,01 al 5

Con aguja: Acero serie 300:

AISI 304 / EN 1.4301: X5 Cr Ni 18-10 X5CrNi18-10

AISI 302 / EN 1.4310: X10 Cr Ni 18-8 X10CrNi18-8

AISI 303 / EN 1.4305: X8CrNiS18-9

Todas las agujas que se utilizan para ensartar las Suturas Aragón son de Acero 300, siliconadas. Alta resistencia y dureza, perfecta penetración, paso seguro a través de los tejidos.

Recubrimiento: Siliconado mejora un 65% el poder de penetración a través de los tejidos.

En hebras: Cantidad y longitud deseada.

Longitud: de 45cm a 4 m.

Contenido: una unidad /Sobre

Envasado: En cajas de 12 unidades.

Esterilizado: Por Óxido de Etileno.

Absorción: No absorbible.

Plazo de caducidad desde su fabricación: 5 años.

Látex: No contiene látex.

Almacenaje: Temperatura ambiente.



Normativas que cumple:

CE 0318 - Directiva 93/42/CEE, relativa a Productos Sanitarios.

UNE EN ISO 13485:2013- Productos Sanitarios – Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos para fines reglamentarios.

EN - ISO11135 Esterilización por Óxido de Etileno.

GS1 GTIN13/GTIN14 (Unidad + contenido) Y Datamatrix.

Características:

- Excelente resistencia durante el periodo crítico de cicatrización.
- Paso suave a través de los tejidos.
- Superficie uniforme y atraumática.
- Seguridad absoluta en el anudado.
- Excelente manejabilidad y cómoda manipulación.



Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona-España
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09



SUTURAS ESTÉRILES
www.laboratorioarago.com

CÓD.LAB.ARAGÓ	DESCRIPCIÓN ARAGÓ
37016	Polipropileno Azul USP 3/0 Aguja cuerpo cuadrado 1/2 de 26 mm SC-16 75 cm
37026	Polipropileno Azul USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
37027	Polipropileno Azul USP 2/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
37030	Polipropileno Azul USP 2/0 Aguja triangular recta 60 mm TR-60 75 cm
37057	Polipropileno Azul USP 5/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
37060	Polipropileno Azul USP 5/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
37061	Polipropileno Azul USP 4/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
37062	Polipropileno Azul USP 3/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
37077	Polipropileno Azul USP 2/0 Aguja cuerpo cuadrado 1/2 de 26 mm SC-16 75 cm
37079	Polipropileno Azul USP 2/0 Aguja triangular 1/2 de 30 mm TC-20 75 cm
37131	Polipropileno Azul USP 0 Aguja triangular 1/2 de 30 mm TC-20 75 cm
37428	Polipropileno Azul USP 1 Aguja triangular de 37 mm TC-24 75 cm
37885	Polipropileno Azul USP 6/0 Aguja triangular 3/8 de 12 mm TB-10 45 cm