



FICHA TÉCNICA

CUBETAS DE FLÚOR BESTDENT		
REFERENCIAS	54534: Verde 54535: Amarillo 54536: Azul	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Las cubetas de flúor desechables son unas cubetas preformadas cuya forma anatómica permite una adaptación perfecta a los dientes. Tienen una superficie de agarre (mango) que facilita su manipulación.	
COMPOSICIÓN	Fabricadas en espuma sólida, inodora y homologada para su utilización.	
ESPECIFICACIONES	El material es insoluble en agua y en la mayoría de los solventes. Disponible en 3 colores: verdes, amarillos o azules.	
ENVASE	Envase con 50 unidades	
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación	
FINALIDAD PREVISTA	Facilitar la aplicación de gel hiperfluorado en las piezas dentales.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estériles.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT DISPOSABLE FLUORIDE TRAYS		
REFERENCES	54534: Green 54535: Yellow 54536: Blue	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	The disposable fluoride trays are preformed trays with a gripping area to facilitate the manipulation. The anatomical shape allows a perfect adjustment to the teeth.	
COMPOSITION	Manufactured in solid foam, odourless and approved for use.	
SPECIFICATIONS	The material is insoluble in water and in most of the solvents. Available in 3 colours: green, yellow or blue.	
PACKAGING	Package with 50 pieces.	
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	To facilitate the application of the hyper fluoridation on the dental pieces.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. For professional dental application only. Non sterile.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	