


	FICHA TÉCNICA	TDS_113bd
	SERVILLETAS AZULES, 40x40 cm	23/Ago/18
	BESTDENT	Versión: 01

SERVILLETAS AZULES BESTDENT 40 x 40 cm		
REFERENCIA	54614	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Qualque S.L. Plaza Carregador S/N 08269 Valls de Torroella, Barcelona - España	
DESCRIPCIÓN	Servilletas de 3 capas de 40 x 40 cm, color azul.	
COMPOSICIÓN	Fibra virgen.	
ESPECIFICACIONES HOJA BASE	Gramaje: 17 g/m ² N ^o capas: 3 Cenizas: 1,2 % Absorción del agua: 140 g/m ²	
ESPECIFICACIONES PRODUCTO TERMINADO	Plegado: 1/4 Gofrado: Cenefa Capas encoladas: Ninguna Largo de la hoja: 390 mm Ancho de la hoja: 400 mm Peso neto de la hoja: 7,96 g Material bolsa: Polietileno Dimensión de la caja: 58,5 x 41 x 31 cm	
ENVASE	Estuche de cartón conteniendo 1.500 unidades	
VIDA ÚTIL	Debido a las características del producto, no tienen fecha prevista de caducidad.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_113bd
	BLUE PAPER NAPKINS, 40x40 cm	23/Aug/18
	BESTDENT	Version: 01

BESTDENT BLUE PAPER NAPKINS 40 x 40 cm		
REFERENCE	54614	
MANUFACTURER / RESPONSIBLE	Qualque S.L. Plaza Carregador S/N 08269 Valls de Torroella, Barcelona - Spain	
DESCRIPTION	40 x 40 cm, 3 ply tissue napkins. Blue colour.	
COMPOSITION	Virgin fibers.	
BASESHEET SPECIFICATIONS	Grammage: 17 g/m ² Ply number: 3 Ashes: 1,2 % Water absorbency: 140 g/m ²	
FINISHED PRODUCT SPECIFICATIONS	Folding: 1/4 Embossing: Border Gluing: None Sheet length: 390 mm Sheet width: 400 mm Sheet net weight: 7,96 g Bag material: Polyethylene Case dimension: 58,5 x 41 x 31 cm	
PACKAGING	Package containing 1.500 units	
SHELF LIFE	Due to the characteristics of the product, no specific shelf-life is defined	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	