

FICHA TÉCNICA

D_AUTOCLAVE MAR B 22L. MARCA: D-DEVICES		
REFERENCIAS	54750	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Ningbo Runyes Medical Instrument Co.,Ltd. No.456,Tonghui Road, Jiangbei Investment & Pioneering Park C. Ningbo, 315033, China. Tel: +86-574-27709922 Fax: +86-574-27709923	
DESCRIPCIÓN	Es un esterilizador de vapor presurizado, compacto, eficiente y fácil de usar. Está diseñado y fabricado para cubrir las necesidades especiales de esterilización de los instrumentos e, incluso, del algodón en condiciones secas. Peso: 50 kg Tamaño de la cámara: 249 mm x 450 mm Temperatura de esterilización: 121/134 °C Test: Test de B&D - Test de vacío Tiempo de secado: Ajustable	
COMPOSICIÓN	Cámara de acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	1 unidad por envase.	
VIDA ÚTIL	8 años.	
FINALIDAD	Esterilización por vapor a alta temperatura y presión.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Temperatura ambiental: 5 °C -40 °C Humedad relativa: ≤85% Presión atmosférica: 50Kpa-106Kpa	

FICHA TÉCNICA

D_AUTOCLAVE MAR B 22L. BRAND: D-DEVICES		
REFERENCES	54750	
MANUFACTURER	Ningbo Runyes Medical Instrument Co.,Ltd. No.456,Tonghui Road, Jiangbei Investment & Pioneering Park C. Ningbo, 315033, China. Tel: +86-574-27709922 Fax: +86-574-27709923	
DESCRIPTION	It is a compact, efficient and easy to use pressurized steam sterilizer. It is designed and manufactured to meet the special sterilization needs of instruments and even cotton in dry conditions. Weight: 50 kg Chamber size: 249mm x 450mm Sterilization temperature: 121/134 °C Test: B&D test - Vacuum test Drying time: Adjustable	
COMPOSITION	Stainless steel chamber.	
PACKAGING	1 unit per container.	
SHELF LIFE	8 years.	
INTENDED USE	Steam sterilization at high temperature and pressure.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Environmental temperature: 5°C-40°C Relative humidity: ≤85% Atmospheric pressure: 50Kpa-106Kpa	