

D_Autoclave MAR B de D_Devices es un esterilizador de vapor presurizado, compacto, eficiente y fácil de usar. Está diseñado y fabricado para cubrir las necesidades especiales de esterilización de los instrumentos e incluso del algodón, en condiciones secas.

Durante el proceso de esterilización, gracias a la tecnología más avanzada de pre-vacío triple y secado al vacío, **D_Autoclave MAR B** elimina toda forma de vida microbiana, incluyendo esporas y hongos. De acuerdo con el cumplimiento de la norma EN 13060, y con los protocolos que establece el fabricante, esta equipado para realizar todos los ciclos de esterilización de tipo B.

El autoclave de D_Devices combina una interfaz sencilla e intuitiva con unas características de primer nivel. Con él, descubrirás todas las ventajas de trabajar con un autoclave que incorpora unas funcionalidades únicas y optimiza el tiempo de trabajo.

D_Autoclave MAR B, el poder de la simplicidad al alcance de todos.

D_Devices

T. 900 393 939
www.proclinic.es

Distribuido de forma exclusiva por Proclinic

D_Devices

Advanced systems for dental devices

autoclave

D_Developes

Sinónimo de calidad y tecnología garantizada para tu clínica

D_Developes presenta **D_Autoclave MAR B**, autoclave de clase B que garantiza la máxima eficiencia en el proceso de esterilización y ofrece al usuario una experiencia de uso muy positiva gracias a su diseño sencillo e intuitivo.

Potente, innovador y fácil de usar. **D_Autoclave MAR B** combina las mejores prestaciones en un único autoclave.

Disponible en una capacidad de 22L.

Óptimo sistema de control

El microordenador incorpora un sistema de control para la comprobación automática. Sensor Motorola incorporado para un control preciso.

Garantía de eficacia

D_Autoclave Mar B incorpora un sensor que monitoriza y certifica la calidad del agua, garantizando una larga vida útil del autoclave.

Cámara de acero inoxidable

D_Autoclave MAR B incorpora una cámara de acero inoxidable de una sola pieza de 22 litros con capacidad para un máximo de tres bandejas. Diseño seguro y eficiente al alcance de todos.

Sistema de alta seguridad

Nuestro autoclave incorpora un doble sistema de bloqueo de puerta, mecánico y eléctrico, garantizando la máxima seguridad tanto para el usuario como para el instrumental.

D_Autoclave MAR B

 Peso Kg	 Tamaño de la cámara mm x mm	 Temperatura de esterilización °C	 Clasificación	 Potencia absorbida VA A	 Test	 Tiempo de secado
50	249 x 450	121/134	Clase B	1800 10	Test de B & D Test de vacío	Ajustable



Ref. 54750

Múltiples accesorios

Incluye todos los accesorios para asegurar un funcionamiento completo.

Estructura de rápido y fácil acceso

D_Autoclave MAR B incluye dos módulos hidráulicos independientes de fácil y rápido acceso gracias al sistema de apertura que incorpora. Ofrece una limpieza interna, cómoda y eficiente.

Tecnología simple e intuitiva

Incorpora una pantalla digital con una interfaz de operaciones amigable, sencilla e intuitiva, que reduce el tiempo de trabajo al usuario.

Máxima potencia

Incluye una bomba de vacío de dos cabezas que asegura una óptima esterilización en el mínimo tiempo.

Módulos integrados

D_Autoclave MAR B permite registrar el proceso de esterilización en un cómodo USB, sin necesidad de utilizar cables, y la opción de complementar el autoclave con una impresora. Se adapta a las necesidades de todos los usuarios.