

FICHA TÉCNICA

GUANTES LÁTEX SIN POLVO BLANCOS PROCLINIC		
REFERENCIAS	55010: Tamaño L 55020: Tamaño M 55030: Tamaño S 55040: Tamaño XS	
FABRICANTE / RESPONSABLE	TOP GLOVE SDN. BHD. Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento 2017/745/ UE EPI Categoría III, según el Reglamento 2016/425/UE	
DESCRIPCIÓN	Guantes de látex sin polvo, no estériles, de un solo uso. Ambidiestros.	
COMPOSICIÓN	100% goma natural.	
ESPECIFICACIONES	Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm	
ENVASE	Caja con 100 unidades	
VIDA ÚTIL	5 años	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los guantes están fabricados con látex, que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Si esto ocurre, discontinuar su uso inmediatamente y consultar con el médico.	