

FICHA TÉCNICA

ZETA 1 ULTRA		
REFERENCIAS	55011: ZETA 1 ULTRA (1L.)	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Zhermack S.p.a Via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO) Italy tel. +39 0425-597611 fax +39 0425-597689	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIb según Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	<p>Desinfectante y detergente concentrado sin aldehídos con un campo de acción completo.</p> <p>Apto para la desinfección de alto nivel de los instrumentos odontológicos quirúrgicos y rotatorios.</p> <p>100 g de ZETA 1 ULTRA contienen: 18 gr de 3-aminopropil-dodecil-1,3-propandiamina y 15 gr de alchil-benzil-dimetil cloruro de amonio.</p> <p>Uso profesional</p> <p><u>DILUCIÓN AL 2 % (DESINFECCIÓN PROFUNDA)*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>BAÑO ESTÁTICO:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bactericida: EN 13727, EN 14561 (S. Aureus, P. aeruginosa, E. hirae) - Levaduricida: EN 13624, EN 14562 (C. albicans) - Bactericida, Levaduricida (15'): VAH - Micobactericida incluido Tuberculicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium) - Virucida: EN 14476 (poliovirus, adenovirus, norovirus, incluidos VIH, VHB, VHC, ébola, herpes simplex y todos los virus de la gripe humana y animal) ▪ <u>BAÑO ULTRASÓNICO:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bactericida, levaduricida, fungicida, micobactericida (incluyendo acción tuberculicida), virucida <p><u>DILUCIÓN AL 1% (DESINFECCIÓN RÁPIDA)*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>BAÑO ESTÁTICO:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bactericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) - Levaduricida: EN 13624, EN 14562 (C. albicans) - Virucida de acción limitada: VIH, VHB, VHC, ébola, herpes simplex y todos los virus de la gripe humana y animal (DVV/RKI, prEN 16777) - Micobactericida incluido Tuberculicida (60'): VAH 	
PRESENTACIÓN	Envase de 1L	
VIDA ÚTIL	5 años desde la fecha de fabricación.	

FICHA TÉCNICA

FINALIDAD	Limpieza y desinfección de instrumental odontológico ordinario, quirúrgico y fresas.
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Uso profesional.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacene el producto correctamente cerrado a una temperatura de no más de 27 °C/80 °F, lejos de la luz directa en un ambiente fresco y seco.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.