



Supolene

CLASE EXPEDIENTE: III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POLIESTER TRENZADO TRATADO SUPOLENE

Multifilamento Trenzado de Polyester con tratamiento anticapilar de Teflón, de color Verde (D. & C. Green No. 6 C.I. 61565), cumpliendo con los requisitos de Fibras No Absorbibles Estériles según Farmacopea Europea y Americana USP.

Calibres disponibles: Métrico del 0,7 al 12

Con aguja: Acero serie 300:

AISI 304 / EN 1.4301: X5 Cr Ni 18-10 X5CrNi18-10

AISI 302 / EN 1.4310: X10 Cr Ni 18-8 X10CrNi18-8

AISI 303 / EN 1.4305: X8CrNiS18-9

Todas las agujas que se utilizan para ensartar las Suturas Aragón son de Acero 300, siliconadas. Alta resistencia y dureza, perfecta penetración, paso seguro a través de los tejidos.

Recubrimiento: Siliconado mejora un 65% el poder de penetración a través de los tejidos.

En hebras: Cantidad y longitud deseada.

Longitud: de 45cm a 4 m.

Contenido: una unidad/ sobre.

Envasado: En cajas de 36 unidades.

Esterilizado: Por Rayos Gamma.

Caducidad: 5 años.

Absorción: No absorbible.

Látex: No contiene látex.

Almacenaje: Temperatura ambiente.

Normativas que cumple:

CE 0318 - Directiva 93/42/CEE, relativa a Productos Sanitarios.

UNE EN ISO 13485:2018- Productos Sanitarios – Sistema de Gestión de Calidad –Requisitos para fines reglamentarios.

EN - ISO11137 Esterilización por Radiaciones Gamma.

EN - UNE - 556 Esterilización de Productos Sanitarios.



UDI Identificador único de producto	UDI sutura: (01) 0 + GTIN-13 + (17) caducidad + (10) Lote
	UDI agrupación: (01) GTIN-14 + (17) caducidad + (10) Lote
Simbología GS1	GS1 sutura: GS1-Datamatrix
	GS1 agrupación: GS1-128 + GS1-Datamatrix



Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona-España
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09



SUTURAS ESTÉRILES
www.laboratorioarago.com

Características:

- Excelente resistencia a la tracción de forma prolongada.
- Cómoda manejabilidad.
- Excelente seguridad en la implantación de prótesis.
- Seguridad en el anudado.
- Gran suavidad de paso y deslizamiento a través de los tejidos.

CÓD.PROCLINIC	CÓD.LAB.ARAGÓ	DESCRIPCIÓN ARAGÓ
55578	30363	SUPOLENE Verde USP 3/0 Aguja triangular punta trocar 3/8 círculo 18 mm PTB-13 y 75 cm de hebra