

FICHA TÉCNICA

VISERA PROTECTORA MONOUSO		
REFERENCIA	55846	
FABRICANTE	Dental Market Srl Massarosa, Lucca, Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario, clase I, según la Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Visera de protección que cubre nariz, ojos y boca.	
CARACTERÍSTICAS	Visera monouso. No estéril. Se sujetan con goma elástica a la cabeza, no interfiriendo con el uso de gafas o mascarillas.	
ENVASE	Envase con 2 unidades.	
VIDA ÚTIL	No aplicable.	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de la cara contra la salpicadura de líquidos y esquirlas en los tallados.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	