




Instrument B6  
Instrument Group 3  
Bone treatment instruments

Piezomed (SA-320)



Piezomed (SA-4xx M)  
(Classic) ideal 100 %  
(Plus) ideal 85 %



REF 07022500



Piezomed Classic (SA-430 M)



## Deutsch

Säge zum Schneiden von Knochen und dentalem Hartgewebe.

## English

Saw for bone cutting and to cut dental hard tissue.

## Español

Sierra para el corte de huesos y tejidos duros dentales.

## Français

Scie pour les coupes d'os et de tissus durs dentaires.

## Italiano

Sega per il taglio dell'osso e del tessuto duro dentale.

## Nederlands

Zagen voor het doorzagen van botten en dentale harde weefsels.

## Português

Serra para cortar osso e tecido duro dentário.

## Magyar

Fűrész csont és fog keményszövet vágásához.

## Dansk

Sav til skæring af knogler og hårdt tandvæv.

## Eesti

Saag luude ja dentaalse kõva koe lõikamiseks.

Hrvatski

Pila za rezanje kosti i dentalnog tvrdog tkiva.

Suomi

Saha luiden ja hammaskovakudoksen leikkaamiseen.

Svenska

Såg för skärning av ben och dental hårdvävnad.

Čeština

Pilka k řezání kostí a zubní tvrdé tkáně

Polski

Piła do cięcia kości i tkanki twardej zęba

Lietuvių

Pjūklas kaului ir kietiesiems dantenų audiniams pjauti.

Slovenščina

Žaga za rezanje kosti in dentalnega trdega tkiva.

Srpski

Testera za sečenje kosti i dentalnog tvrdog tkiva.

Türkçe

Kemiğin ve dental sert dokunun kesilmesi için kesiciler.

български

Режещ трион за рязане на кости и твърда дентална тъкан.

Русский язык

Пилка для резки кости и твердых зубных тканей.

中文

用于切割骨骼及剪断牙体硬组织的电锯。

繁體中文

用於骨切削和切削牙體硬組織的骨刀。

Український

Інструмент для збирання/зачищення та моделювання кісткової тканини.

ελληνικά

Εργαλείο για την περισυλλογή / το ξεβίδωμα οστού και για τη μοντελοποίηση.

Română

Instrument pentru colectarea/răzuirea oaselor și pentru modelare.

Norsk

Instrument for å hente/skrape ben og til modellering.

Latviski

Instrumentis kaulu savākšanai/nolīdzināšanai un modelēšanai.

日本語

骨の収集およびモデリング用インスツルメント。



Scan the QR code with your mobile phone for more information

wh.com



## Manufacturer

**W&H Dentalwerk  
Bürmoos GmbH**

Ignaz-Glaser-Straße 53

5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0

f + 43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com

