

Kerr TM	FICHA TÉCNICA	
	56340	
	SUPER-BITE POST.C/ARO	

PRODUCTO	SUPER-BITE POST.C/ARO	
REFERENCIA	56340	
FABRICANTE / RESPONSABLE	KerrHawe SA Kerr Corporation also trading as Pentrol Clinical 1717 West Collins Avenue Orange, California 92867 USA	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Anexo IV bajo Reglamento MDR 2017/745	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Posicionadores para radiografías	
ESPECIFICACIONES	Posicionador para radiografías periapicales de dientes anteriores y posteriores.	
EMBALAJE	ENVASE 4 Super-Bite Posterior con anillo + 1 dispositivo de centrado.	
FINALIDAD	Super-Bite [®] está indicado para radiografías periapicales de dientes anteriores y posteriores. Super-Bite para portar películas y placas radiológicas de rayos X. Super-Bite está ahora disponible para sistemas digitales indirectos. Compatible con las principales marcas de sensores de placas de fósforo.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Guardar en lugar seco y limpio.	
MSDS	No Aplica	
COMPOSICIÓN	Poliuretano	
INSTRUCCIONES DE USO	Utilizar de acuerdo a las indicaciones del fabricante.	