

Codice Articolo – Ref.:**5000-25****Code****Descrizione**

Contromagnete per gesso

Product Description*Cast fastening washer***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in AVZ Nichelato

Manufacture*Instrument made of AVZ nickel plated***Note tecniche****N/A****Technical notes****Sterilizzazione
& Durata****N/A****Sterilization
& Duration****Confezionamento**

Confezione da 10 pezzi

Packages*10 pieces package***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da****Produced by**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)