

FICHA TÉCNICA

BOTADOR RAICES WHITE (DL063R)



Características	Datos
Tipo de producto	Root Elevator
Autor	WHITE
Grupos de producto Aesculap	Dental
Geometría	curvado hacia abajo
Anchura (mm)	4.400 mm
Disciplina	Cirugía dental
Indicación	raíces superiores
con rosca/suave	not sterilized ex works
Data Matrix	Sí
Caducidad	reutilizable
producto contiene LATEX	No
Type of Sterilizat. (Current)	no estéril

FICHA TÉCNICA

Porta-agujas DUROGRIP HEGAR-MAYO 150mm (BM065R)


Porta-agujas DUROGRIP HEGAR-MAYO 150mm



Características	Datos
Tipo de producto	Porta agujas
Marca	DUROGRIP
Grupos de producto Aesculap	Instrum. quirúrgico general, Dental
Longitud	150.00 mm
Longitud (pulgadas)	6
Fase quirúrgica	Cierres de herida
Data Matrix	Sí
producto contiene LATEX	No
Type of Sterilizat. (Current)	no estéril
Caducidad	reutilizable
Design	standard
Handle design	Ring handle

FICHA TÉCNICA

TIJERA PARA ENCIAS de GOLDMAN- FOX, 130 mm, 5" (D0251R)



Características	Datos
Tipo de producto	Gum Scissors
Autor	GOLDMAN-FOX
Grupos de producto Aesculap	Dental, Instrum. quirúrgico general
Carburo de tungsteno	no
Geometría	curvado
Forma	delicate pattern
Longitud	130.00 mm
Longitud (pulgadas)	5 1/8
Perfil de boca	1 filo dentado
Punta	agudo/agudo
Disciplina	Cirugía dental
Fase quirúrgica	Tijeras de preparación
Data Matrix	Sí
Caducidad	reutilizable
Type of Sterilizat. (Current)	no estéril
producto contiene LATEX	No
Shape working end	curved
Handle design	Ring handle
Product category	Dissecting Scissors

FICHA TÉCNICA

TIJERA PARA ENCIAS, RECTA, 120 mm, 4 3/4" (D0210R)



Características	Datos
Tipo de producto	Gum Scissors
Grupos de producto Aesculap	Dental, Instrum. quirúrgico general
Carburo de tungsteno	no
Geometría	Recta
Longitud	120.00 mm
Longitud (pulgadas)	4 3/4
Punta	agudo/agudo
Disciplina	Cirugía dental, Otorrinolaringología, Cirugía general, Ginecología, Cirugía oral y máxilofacial, Traumatología, Neurocirugía, Ortopedia, Cirugía plástica, Cirugía columna vertebral, Urología
Fase quirúrgica	Tijeras de preparación
Data Matrix	Sí
Caducidad	reutilizable
Type of Sterilizat. (Current)	no estéril
producto contiene LATEX	No
Standard Version	D0208R
Shape working end	straight
Handle design	Ring handle
Product category	Dissecting Scissors