




**FICHA TÉCNICA**

<b>CUCHARILLA ALVEOLAR PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIA</b>	59751: Nº 1 59752: Nº 2 59753: Nº 3	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cucharilla alveolar.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Fabricado de acero inoxidable.	
<b>EMBALAJE</b>	1 unidad.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Instrumento dental manual diseñado para operar en el ámbito quirúrgico en respuesta al movimiento del usuario sin ninguna fuente de energía. Reutilizable.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados	
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN</b>	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>BONE CURETTE, PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCES</b>	59751: No. 1 59752: No. 2 59753: No. 3	
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
<b>DESCRIPTION</b>	Bone curette.	
<b>SPECIFICATIONS</b>	Made of stainless steel.	
<b>PACKAGING</b>	1 piece.	
<b>INTENDED USE</b>	Manual dental instrument designed to work in the surgical field in response to the operator movement without any source of energy. Reusable.	
<b>SHELF LIFE</b>	The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.	
<b>STERILISATION</b>	The device must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

<b>CUCCHIAIO ALVEOLARE PROCLINIC</b>		
<b>CODICE ARTICOLO</b>	59751: No. 1 59752: No. 2 59753: No. 3	
<b>PRODOTTO DA</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivo Medico Classe I. Classificati in base all'allegato della Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
<b>DESCRIZIONE</b>	Cucchiaio alveolare.	
<b>MATERIALE DI PRODUZIONE</b>	Realizzato in acciaio inossidabile.	
<b>IMBALLAGGIO</b>	Singolo pezzo.	
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Strumento dentale manuale progettato per funzionare in risposta al movimento dell'operatore senza nessuna fonte di energia in ambito chirurgico. Riutilizzabile.	
<b>DATA DI SCADENZA</b>	La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.	
<b>STERILIZZAZIONE</b>	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione sin dal primo utilizzo. Sterilizzare con autoclave o a secco.	
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.	