



**FICHA TÉCNICA**

<b>PORTA AGUJAS MAYO PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIA</b>	59809	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Porta agujas Mayo-Hegar.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Instrumento fabricado de acero inoxidable.	
<b>EMBALAJE</b>	Envase conteniendo 1 unidad.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para trabajar con las agujas de sutura en el campo quirúrgico/dental.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados	
<b>ESTERILIZACIÓN</b>	Esterilizar el instrumento antes de cada uso.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

**TECHNICAL DATA SHEET**

<b>MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCE</b>	59809	
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
<b>DESCRIPTION</b>	Mayo-Hegar Needle Holder	
<b>SPECIFICATIONS</b>	Instrument made of stainless steel.	
<b>PACKAGING</b>	1 piece	
<b>INTENDED USE</b>	To hold suture needles in the surgical/dental field.	
<b>SHELF LIFE</b>	The lifetime of the instrument depends on the frequency of use, the care by the user, and proper reprocessing methods.	
<b>STERILIZATION</b>	Sterilize the device prior to its use.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

**SCHEMA TECNICA PRODOTTO**

<b>PORTA AGHI MAYO-HEGAR PROCLINIC</b>		
<b>CODICE ARTICOLO</b>	59809	
<b>PRODOTTO DA</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivo Medico Classe I. Classificati in base all'allegato delle Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
<b>DESCRIZIONE</b>	Porta Aghi Mayo-Hegar.	
<b>MATERIALE DI PRODUZIONE</b>	Strumento realizzato in acciaio inossidabile.	
<b>IMBALLAGGIO</b>	Singolo pezzo.	
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Per trattenere aghi da sutura in ambito chirurgico/odontoiatrico.	
<b>DATA DI SCADENZA</b>	La vita utile dello strumento dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.	
<b>STERILIZZAZIONE</b>	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione sin dal primo utilizzo.	
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.	