




FICHA TÉCNICA

TIJERAS CIRUGIA METZEBAUM PROCLINIC		
REFERENCIA	59837	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Tijeras de cirugía Metzebaum.	
ESPECIFICACIONES	Instrumento fabricado de acero inoxidable.	
EMBALAJE	Envase conteniendo 1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Instrumento dental manual diseñado para operar en el ámbito quirúrgico en respuesta al movimiento del usuario sin ninguna fuente de energía.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Esterilizar el instrumento antes de cada uso.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

METZEBAUM SCISSORS PROCLINIC		
REFERENCE	59837	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Metzebaum scissors	
SPECIFICATIONS	Instrument made of stainless steel.	
PACKAGING	1 piece	
INTENDED USE	Manual dental instrument designed to work in the surgical field in response to the operator movement without any source of energy.	
SHELF LIFE	The lifetime of the instrument depends on the frequency of use, the care by the user, and proper reprocessing methods.	
STERILIZATION	Sterilize the device prior to its use.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

FORBICI PER SEPARAZIONI METZENBAUM PROCLINIC		
CODICE ARTICOLO	59837	
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I. Classificati in base all'allegato delle Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
DESCRIZIONE	Forbicine per separazioni Metzenbaum.	
MATERIALE DI PRODUZIONE	Strumento realizzato in acciaio inossidabile.	
IMBALLAGGIO	Singolo pezzo.	
DESTINAZIONE D'USO	Strumento dentale manuale progettato per funzionare in risposta al movimento dell'operatore senza nessuna fonte di energia in ambito chirurgico.	
DATA DI SCADENZA	La vita utile dello strumento dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.	
STERILIZZAZIONE	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione sin dal primo utilizzo.	
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.	