




FICHA TÉCNICA

KIT 4 BOTADORES MANGO PLÁSTICO PROCLINIC		
REFERENCIA	59854	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Kit compuesto por 4 botadores.	
ESPECIFICACIONES	Fabricados de acero inoxidable, con el mango revestido en polipropileno.	
EMBALAJE	Envase conteniendo 4 instrumentos.	
FINALIDAD	Instrumental para uso por profesionales dentales para la extracción de raíces o fragmentos de hueso. Reutilizable.	
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

ROOT ELEVATOR, PLASTIC HANDLE SET PROCLINIC		
REFERENCE	59854	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Set of 4 root elevators.	
SPECIFICATIONS	Root elevators made of stainless steel with polypropylene handle.	
PACKAGING	Package with 4 pieces.	
INTENDED USE	Instrument for use only by dental professionals intended for the extraction of dental roots or bone fragments. Reusable.	
SHELF LIFE	The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.	
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

KIT 4 LEVE PER RADICI MANICO IN PLASTICA PROCLINIC		
CODICE ARTICOLO	59854	
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I. Classificati in base all'allegato delle Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
DESCRIZIONE	Kit composto da 4 leve per radici.	
MATERIALE DI PRODUZIONE	Leva realizzata in acciaio inossidabile con rivestimento del manico in polipropilene.	
IMBALLAGGIO	Il prodotto viene confezionato da 4 unità.	
DESTINAZIONE D'USO	Strumenti solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per estrazione di radici o frammenti di osso. Riutilizzabile.	
DATA DI SCADENZA	La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.	
STERILIZZAZIONE	Tutti gli strumenti devono essere ispezionati, puliti e sterilizzati prima dell'uso. Usare detergenti e disinfettanti adatti per l'uso con strumenti medici o odontoiatrici. Sterilizzare con autoclave o a secco.	
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.	