


FICHA TÉCNICA

BOTADOR WINTER PROCLINIC		
REFERENCIAS	59914 izquierdo 11L 59915 derecho 11R 59916 izquierdo 14L 59917 derecho 14R	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Botador en forma de T de acero inoxidable.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO 7153-1 "Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable". Contiene ≤1% de Níquel.	
ESPECIFICACIONES	Reutilizable. Posee un diseño y características ergonómicas para un trabajo continuado.	
ENVASE	Envasado en una bolsa de polietileno de alta densidad con ambos extremos sellados.	
FINALIDAD PREVISTA	Botador para uso por profesionales dentales utilizado para separar los ligamentos periodontales de la pared del diente y así facilitar su extracción y provocar un mínimo trauma.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	