


	FICHA TÉCNICA	TDS_109
	PUNTAS GUTTA PERCHAS	Fecha: 03/2019
	BESTDENT	Versión: 01

<b>PRODUCTO</b>	<b>BESTDENT PUNTAS GUTTA PERCHA</b>																																															
<b>REFERENCIAS</b>	60028 N° 15 60029 N° 20 60030 N° 25 60031 N° 30 60032 N° 35 60033 N° 40 60034 N° 45 60035 N° 50 60036 N° 55 60037 N° 60 60038 N° 70 60039 N° 80 60040 Surtido N° 15-40 60041 Surtido N° 45-80																																															
<b>COMPAÑÍA</b>	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.																																															
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario clase IIa, Directiva 93/42/CEE																																															
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Gutta Percha es un producto sanitario hecho de resina coagulada de ciertos árboles tropicales. Se usa para rellenar los canales radiculares de los dientes.																																															
<b>COMPOSICIÓN</b>	Resina natural, Óxido de Zinc, Sulfato de Bario, Colorante																																															
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaño</th> <th>Diámetro</th> <th>Color</th> <th>Tamaño</th> <th>Diámetro</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0.15</td> <td>Blanco</td> <td>45</td> <td>0.45</td> <td>Blanco</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>0.20</td> <td>Amarillo</td> <td>50</td> <td>0.50</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>0.25</td> <td>Rojo</td> <td>55</td> <td>0.55</td> <td>Rojo</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>0.30</td> <td>Azul</td> <td>60</td> <td>0.60</td> <td>Azul</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>0.35</td> <td>Verde</td> <td>70</td> <td>0.70</td> <td>Verde</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>0.40</td> <td>Negro</td> <td>80</td> <td>0.80</td> <td>Negro</td> </tr> </tbody> </table>	Tamaño	Diámetro	Color	Tamaño	Diámetro	Color	15	0.15	Blanco	45	0.45	Blanco	20	0.20	Amarillo	50	0.50	Amarillo	25	0.25	Rojo	55	0.55	Rojo	30	0.30	Azul	60	0.60	Azul	35	0.35	Verde	70	0.70	Verde	40	0.40	Negro	80	0.80	Negro	Longitud: 28±2mm Diámetro significa el diámetro de la punta del producto.				
Tamaño	Diámetro	Color	Tamaño	Diámetro	Color																																											
15	0.15	Blanco	45	0.45	Blanco																																											
20	0.20	Amarillo	50	0.50	Amarillo																																											
25	0.25	Rojo	55	0.55	Rojo																																											
30	0.30	Azul	60	0.60	Azul																																											
35	0.35	Verde	70	0.70	Verde																																											
40	0.40	Negro	80	0.80	Negro																																											
<b>ENVASE</b>	120 unidades																																															
<b>USO PREVISTO</b>	Sólo para uso dental. Material de relleno permanente de los canales radiculares de los dientes. Un solo uso.																																															
<b>TRANSPORTE Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad. No esterilizar en autoclave ni por calor.																																															

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_109
	GUTTA PERCHA POINTS	Date: 03/2019
	BESTDENT	Version: 01

<b>PRODUCT</b>	<b>BESTDENT GUTTA PERCHA POINTS</b>																																											
<b>REFERENCES</b>	60028 No. 15 60029 No. 20 60030 No. 25 60031 No. 30 60032 No. 35 60033 No. 40 60034 No. 45 60035 No. 50 60036 No. 55 60037 No. 60 60038 No. 70 60039 No. 80 60040 Assortment No. 15-40 60041 Assortment No. 45-80																																											
<b>COMPANY</b>	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.																																											
<b>CLASSIFICATION</b>	Class IIa medical device, Directive 93/42/EEC																																											
<b>DESCRIPTION</b>	Gutta Percha is a device made from coagulated sap of certain tropical trees intended to fill the root canal of a tooth.																																											
<b>COMPOSITION</b>	Natural resin, Zinc oxide, Barium sulfate, coloring agent																																											
<b>SPECIFICATIONS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Size</th> <th>Diameter</th> <th>Color</th> <th>Size</th> <th>Diameter</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0.15</td> <td>White</td> <td>45</td> <td>0.45</td> <td>White</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>0.20</td> <td>Yellow</td> <td>50</td> <td>0.50</td> <td>Yellow</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>0.25</td> <td>Red</td> <td>55</td> <td>0.55</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>0.30</td> <td>Blue</td> <td>60</td> <td>0.60</td> <td>Blue</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>0.35</td> <td>Green</td> <td>70</td> <td>0.70</td> <td>Green</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>0.40</td> <td>Black</td> <td>80</td> <td>0.80</td> <td>Black</td> </tr> </tbody> </table> <p>Length: 28±2mm Diameter means the diameter of the product tip.</p>		Size	Diameter	Color	Size	Diameter	Color	15	0.15	White	45	0.45	White	20	0.20	Yellow	50	0.50	Yellow	25	0.25	Red	55	0.55	Red	30	0.30	Blue	60	0.60	Blue	35	0.35	Green	70	0.70	Green	40	0.40	Black	80	0.80	Black
Size	Diameter	Color	Size	Diameter	Color																																							
15	0.15	White	45	0.45	White																																							
20	0.20	Yellow	50	0.50	Yellow																																							
25	0.25	Red	55	0.55	Red																																							
30	0.30	Blue	60	0.60	Blue																																							
35	0.35	Green	70	0.70	Green																																							
40	0.40	Black	80	0.80	Black																																							
<b>PACKAGING</b>	120 pieces																																											
<b>INTENDED USE</b>	Only for dental use. Filling material (permanent use) of the cleaned root canals of tooth. For single use.																																											
<b>TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry area, away from direct sunlight. Protect from moisture. The device should not be sterilized by autoclave or heat.																																											