


	FICHA TÉCNICA	TDS_117
	PUNTAS GUTTA PERCHA - CONICIDAD 04-06	Fecha: 21/Mar/19
	BESTDENT	Versión: 01

PRODUCTO	BESTDENT PUNTAS GUTTAPERCHA CONICIDAD 04-06																																												
REFERENCIAS	60042 Conicidad 04 Surtido 15-40 60043 Conicidad 04 Nº 15 60044 Conicidad 04 Nº 20 60045 Conicidad 04 Nº 25 60046 Conicidad 04 Nº 30 60047 Conicidad 04 Nº 35 60048 Conicidad 04 Nº 40 60049 Conicidad 04 Nº 45 60050 Conicidad 04 Surtido 45-80 60051 Conicidad 06 Surtido 15-40 60052 Conicidad 06 Nº 15 60053 Conicidad 06 Nº 20 60054 Conicidad 06 Nº 25 60055 Conicidad 06 Nº 30 60056 Conicidad 06 Nº 35 60057 Conicidad 06 Nº 40																																												
COMPAÑÍA	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.																																												
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, Directiva 93/42/CEE																																												
DESCRIPCIÓN	Gutta Percha es un producto sanitario hecho de savia coagulada de ciertos árboles tropicales. Se usa para rellenar los canales radiculares de los dientes.																																												
COMPOSICIÓN	Resina natural, Óxido de Zinc, Sulfato de Bario, Colorante.																																												
ESPECIFICACIONES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaño</th> <th>Diámetro</th> <th>Color</th> <th>Tamaño</th> <th>Diámetro</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0.15</td> <td>Blanco</td> <td>45</td> <td>0.45</td> <td>Blanco</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>0.20</td> <td>Amarillo</td> <td>50</td> <td>0.50</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>0.25</td> <td>Rojo</td> <td>55</td> <td>0.55</td> <td>Rojo</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>0.30</td> <td>Azul</td> <td>60</td> <td>0.60</td> <td>Azul</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>0.35</td> <td>Verde</td> <td>70</td> <td>0.70</td> <td>Verde</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>0.40</td> <td>Negro</td> <td>80</td> <td>0.80</td> <td>Negro</td> </tr> </tbody> </table> <p>Longitud: 28±2mm Diámetro significa el diámetro de la punta del producto. Conicidad del 4% o del 6%</p>			Tamaño	Diámetro	Color	Tamaño	Diámetro	Color	15	0.15	Blanco	45	0.45	Blanco	20	0.20	Amarillo	50	0.50	Amarillo	25	0.25	Rojo	55	0.55	Rojo	30	0.30	Azul	60	0.60	Azul	35	0.35	Verde	70	0.70	Verde	40	0.40	Negro	80	0.80	Negro
Tamaño	Diámetro	Color	Tamaño	Diámetro	Color																																								
15	0.15	Blanco	45	0.45	Blanco																																								
20	0.20	Amarillo	50	0.50	Amarillo																																								
25	0.25	Rojo	55	0.55	Rojo																																								
30	0.30	Azul	60	0.60	Azul																																								
35	0.35	Verde	70	0.70	Verde																																								
40	0.40	Negro	80	0.80	Negro																																								
ENVASE	60 unidades																																												
USO PREVISTO	Sólo para uso dental. Material de relleno permanente de los canales radiculares de los dientes. Un solo uso.																																												
TRANSPORTE Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad. No esterilizar en autoclave ni por calor.																																												

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_117
	GUTTA PERCHA POINTS - CONICITY 04-06	Date: 21/Mar/19
	BESTDENT	Version: 01

PRODUCT	BESTDENT GUTTA PERCHA POINTS CONICITY 04-06																																											
REFERENCES	60042 Conicity 04 Assortment 15-40 60043 Conicity 04 N° 15 60044 Conicity 04 N° 20 60045 Conicity 04 N° 25 60046 Conicity 04 N° 30 60047 Conicity 04 N° 35 60048 Conicity 04 N° 40 60049 Conicity 04 N° 45 60050 Conicity 04 Assortment 45-80 60051 Conicity 06 Assortment 15-40 60052 Conicity 06 N° 15 60053 Conicity 06 N° 20 60054 Conicity 06 N° 25 60055 Conicity 06 N° 30 60056 Conicity 06 N° 35 60057 Conicity 06 N° 40																																											
COMPANY	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.																																											
CLASSIFICATION	Class IIa medical device, Directive 93/42/EEC																																											
DESCRIPTION	Gutta Percha is a device made from coagulated sap of certain tropical trees intended to fill the root canal of a tooth.																																											
COMPOSITION	Natural resin, zinc oxide, barium sulfate, coloring agent																																											
SPECIFICATIONS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Size</th> <th>Diameter</th> <th>Color</th> <th>Size</th> <th>Diameter</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0.15</td> <td>White</td> <td>45</td> <td>0.45</td> <td>White</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>0.20</td> <td>Yellow</td> <td>50</td> <td>0.50</td> <td>Yellow</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>0.25</td> <td>Red</td> <td>55</td> <td>0.55</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>0.30</td> <td>Blue</td> <td>60</td> <td>0.60</td> <td>Blue</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>0.35</td> <td>Green</td> <td>70</td> <td>0.70</td> <td>Green</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>0.40</td> <td>Black</td> <td>80</td> <td>0.80</td> <td>Black</td> </tr> </tbody> </table> <p>Length: 28±2mm Diameter means the diameter of the product tip. Conicity: 4% or 6%</p>		Size	Diameter	Color	Size	Diameter	Color	15	0.15	White	45	0.45	White	20	0.20	Yellow	50	0.50	Yellow	25	0.25	Red	55	0.55	Red	30	0.30	Blue	60	0.60	Blue	35	0.35	Green	70	0.70	Green	40	0.40	Black	80	0.80	Black
Size	Diameter	Color	Size	Diameter	Color																																							
15	0.15	White	45	0.45	White																																							
20	0.20	Yellow	50	0.50	Yellow																																							
25	0.25	Red	55	0.55	Red																																							
30	0.30	Blue	60	0.60	Blue																																							
35	0.35	Green	70	0.70	Green																																							
40	0.40	Black	80	0.80	Black																																							
PACKAGING	60 pieces																																											
INTENDED USE	Only for dental use. Filling material (permanent use) of the cleaned root canals of tooth. For single use.																																											
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry area, away from direct sunlight. Protect from moisture. The device should not be sterilized by autoclave or heat.																																											